

## Sharpsafe® 3 I

Conditionner les déchets médicaux perforants - Modèles à usage courant

Référence 6132



### Caractéristiques

- Boite composée de deux parties, une cuve jaune et un couvercle translucide
- Assemblage aisé par simple pression avec témoin sonore de mise en sécurité : 4 « clics »
- Dispositifs de désolidarisation de tous types d'aiguilles + embase de stylo injecteur + lames de scalpel
- Large ouverture avec clapet interne non-retour pour protection complémentaire
- Volume de protection de la main de l'utilisateur matérialisé par un espace de 4 cm entre le trait de jauge et la base de l'orifice d'introduction
- Possibilité de bloquer le couvercle sur la face arrière en position ouverte
- Fermeture double : positions provisoire et définitive
- Réouverture de la position provisoire d'une simple pression du doigt
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir sur le couvercle translucide
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Mentions en français et en néerlandais sur étiquette avec instructions d'utilisation
- Avec poignée sur cuve jaune
- Utilisable de façon mono-manuelle grâce aux accessoires de fixation
- Accessoires de fixation : bases repositionnables, supports chariots, supports muraux
- Adaptable sur plateaux de soins simple et double bac pour une utilisation au plus près du soin
- Autoclavage validé à 134 °C pendant 18 minutes sur conteneur vide et ouvert
- Origine du produit : Union Européenne

<b>Données techniques</b> : conformités NF302- NF30511-ADR-EN ISO 23907- TRBA-BS7320	<b>Réf. 6132 - 3L</b>
<b>Marquage</b>	Étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
<b>Dimension HxLxL en mm</b>	203x126x197
<b>Dimension ouverture en mm</b>	110X55
<b>Hauteur à la limite de remplissage à la verticale mm</b>	160,00
<b>Largeur jonction cuve/couvercle (mm)</b>	121,00
<b>Longueur jonction cuve/couvercle (mm)</b>	198,00
<b>Hauteur (mm)</b>	203,00
<b>Capacité nominale (l)</b>	3,00
<b>Capacité réelle (l)</b>	2,68
<b>Capacité utile (l)</b>	2,27
<b>Masse à vide (g)</b>	233,00
<b>Masse brute (g)</b>	1303,00
<b>Taux de remplissage (%)</b>	83,00
	Volume d'eau : 27 ml
<b>Résistance aux dommages et fuites provoqués par une chute</b>	Masse brute totale: 1303 g
	C
<b>Stabilité surface horizontale et verticale : Voir gamme de supports certifiés</b>	C
<b>Utilisation mono manuelle</b>	Utilisable de façon mono manuelle grâce aux accessoires de fixation
<b>Résistance des poignées de transport</b>	Masse brute totale 1954 g
	C
<b>Perforation</b>	C
<b>Quantité par carton</b>	50,00
<b>Poids du carton à vide en g</b>	720,00
<b>Dimension du carton HxLxl mm</b>	385X385X585
<b>Poids du carton plein kg</b>	13,00
<b>Nombre de carton par palette 1200 x 800</b>	20,00
<b>Nombre de carton par palette 1200 x 1000</b>	
<b>Origine du produit</b>	CE