

## Sharpsafe® 0,3 l

Emballer les déchets médicaux à risque - Mini-collecteurs portables

Référence 6103



Ouverture large sans déconnexion  
SHA-41752610



Déconnexion d'aiguilles et de stylo injecteur  
SHA-41753610



Déconnexion lames de scalpel SHA-41754610  
(uniquement sur commande)



Ouverture large avec déconnexion d'aiguilles simples  
SHA-41757610

### Caractéristiques

- Boîte monobloc jaune à couvercle translucide
- Couvercle à ouverture simple pression
- 3 types d'ouvertures disponibles (voir ci-dessus)
- Fermeture double position provisoire et définitive
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Mentions en français et en néerlandais sur étiquette avec instructions d'utilisation
- Utilisable de façon mono manuelle grâce aux accessoires de fixation
- Autoclavage validé à 134 °C pendant 18 minutes sur conteneur vide et ouvert (NF 302)
- Conforme aux normes ADR, BS7320, NFX30-500 avec marque NF 302, TRBA 250 (détails au verso)
- Origine du produit : Union Européenne

<b>Données techniques :</b> <i>conformités NF302-NFX30511-ADR-EN ISO 23907- TRBA-BS7320</i>	<b>Réf. 6103 - 0,3L</b>
<b>Marquage</b>	Etiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
<b>Dimension HxLxL en mm</b>	130x50x105
<b>Dimension ouverture en mm</b>	25x10
<b>Hauteur à la limite de remplissage à la verticale mm</b>	95,00
<b>Largeur jonction cuve/couvercle (mm)</b>	50,00
<b>Longueur jonction cuve/couvercle (mm)</b>	105,00
<b>Hauteur (mm)</b>	130,00
<b>Capacité nominale (l)</b>	0,30
<b>Capacité réelle (l)</b>	0,32
<b>Capacité utile (l)</b>	0,22
<b>Masse à vide (g)</b>	72,00
<b>Masse brute (g)</b>	199,00
<b>Taux de remplissage (%)</b>	70,00
	Volume d'eau : 3,2 ml
<b>Résistance aux dommages et fuites provoqués par une chute</b>	Masse brute totale: 199 g
	C
<b>Stabilité surface horizontale et verticale : Voir gamme de supports certifiés</b>	C
<b>Utilisation mono manuelle</b>	Utilisable de façon mono manuelle grâce aux accessoires de fixation
<b>Résistance des poignées de transport</b>	Masse brute totale 298 g
	C
<b>Perforation</b>	C
<b>Quantité par carton</b>	100,00
<b>Poids du carton à vide en g</b>	945,00
<b>Dimension du carton HxLxl mm</b>	268x443x503
<b>Poids du carton plein kg</b>	8,00
<b>Nombre de carton par palette 1200 x 800</b>	26,00
<b>Nombre de carton par palette 1200 x 1000</b>	-
<b>Origine du produit</b>	CE